

醋酸银显影液

产品货号: M20304

产品规格: 100ml

产品简介:

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
醋酸银显影液	100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
2. 显影: 切片浸入在醋酸银显影液内, 无需避光, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
3. 组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果:

阳性呈黑色状颗粒, 背景干净

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com